

Für Einsender



Auftrag anlegen

Geben Sie alle relevanten Informationen zur Probe, die Fragestellung und Vorbefunde in das digitale Formular ein. Nutzen Sie hierbei optional die klickbare Vorauswahl.



QR-Code zuordnen

Das System fasst alle eingegebenen Informationen verschlüsselt zusammen. Diese werden per Scan dem QR-Code eindeutig zugeordnet.



Label aufkleben

Kleben Sie den Label-Sticker mit dem QR-Code auf den Probenbehälter.



Auftrag ausdrucken

Drucken Sie den codierten Untersuchungsauftrag mit Ihren handelsüblichen Drucker aus.



Versand

Verpacken Sie wie gewohnt Ihre Probenbehälter und den Untersuchungsauftrag in den Versandbeutel und übergeben Sie ihn dem Kurier.



Der digitale Untersuchungsauftrag

Schneller, sicherer Probenausgang und -eingang
Zuverlässiger, strukturierter Prozess · Information in Echtzeit

Schnelle, intuitive Bedienung

Das System unterstützt den Einsender durch gezielte Fragen und Antwortvorschläge beim Ausfüllen und überprüft den Auftrag auf Vollständigkeit und Plausibilität. So ist der Auftrag schnell und umfassend erstellt.

Erweiterte Datenerfassung


Das Hinzufügen zusätzlicher Daten, wie z.B. Fotos oder Videos, ist nun digital möglich. Mit einem Klick kann auch die Lokalisierung der Probenentnahme im hinterlegten Organschema markiert werden.

Lückenlose Dokumentation und Archivierung

Alle versandten Probenbehälter werden im System dokumentiert. Bei Bedarf können Sie jederzeit einen Tages-, Wochen- oder Monatsauszug sowie den aktuellen Status aus dem System einsehen.

Schnelle Implementierung auf beiden Seiten

Der digitale Untersuchungsauftrag von inveox ist schnell und einfach in den bestehenden Workflow integrierbar. Mitarbeiter können über unser Online-Tutorial oder eine kurze Schulung eingewiesen werden.



Für Labore



Probenannahme

Entnehmen Sie der Sendung wie gewohnt die Probe und den ausgedruckten Untersuchungsauftrag.



Informationen abrufen

Scannen Sie den QR-Code um alle Details des Auftrags einzusehen.



Optional: Bearbeitung der Daten

Fügen Sie den bereits vorhandenen Daten optional noch weitere Informationen zu, z.B. gewünschte Kassettenfarbe, Färbung, etc.



Optional: automatischer LIS-Übertrag

Auf Wunsch können sämtliche Daten der Probe sowie zusätzliche Informationen nahtlos und automatisch in Ihr Labor-Informationssystem übertragen werden. Details hierzu erklären wir Ihnen gern im persönlichen Gespräch.



Freigabe zur Bearbeitung

Stellen Sie die Probe für die Untersuchung im Labor bereit und verfahren Sie wie gewohnt weiter.