

inveox

Die inveox Online-Plattform

So nutzen Sie die Online-Plattform
schnell und sicher in Ihrem Labor

Letzte Änderung	Status
29.03.19 09:44	  
29.03.19 08:09	  
vor 15 Minuten	  
vor 16 Minuten	  
vor 43 Minuten	  
Heute, 06:52	  
Heute, 06:07	  
29.03.19 13:07	  
29.03.19 12:32	  
29.03.19 10:17	  
28.03.19 14:32	  
12.03.19 09:06	  
12.03.19 09:06	  

Aufträge filtern

Labor
-- Alle Labore --

Nachname

Vorname

Erstellt von  Erteilt bis 


Finalisiert von  Finalisiert bis 

Versandt von  Versandt bis 

[FILTER LÖSCHEN](#) [FILTER SETZEN](#)

+ NEU

Impressum



Was bedeuten die Rubriken?

ID	Priorität	Patient	Geburtsdatum	Probenbehälter / Proben	Einsender	Status	Aktionen
45	■■■	blum, anja	10.03.1970 (49)	2 / 2	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS
40	■■■	Sorglos, Susi	01.01.1911 (108)	1 / 2	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS
24	■■■	Lang, Lukas	05.01.1960 (59)	0 / 0	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS
43	■■■	fgaf, Sonja	10.02.1987 (32)	1 / 1	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS
31	■■■	Mond, Otto	05.01.1985 (34)	1 / 1	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS
23	■■■	Glück, Lotte	03.04.1945 (74)	0 / 0	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS
30	■■■	Sorglos, Hugo	13.03.1933 (86)	1 / 1	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS
16	■■■	Müller, Jana	05.01.1985 (34)	1 / 1	Klinikum Bayreuth Institut für Gastroenterologie	■■■	DETAILS

ID

Identifikationsnummer des Untersuchungsauftrags

Priorität

Das erste orange Kästchen zeigt, dass Sie als Labor dem betreffenden Einsender generell eine hohe Priorität zugewiesen haben.

Welche Ihrer Einsender Priorität genießen sollen, können Sie Ihrem inveox Customer Success Team mitteilen.

Das zweite orange Kästchen zeigt den Dringlichkeitswunsch Ihres Einsenders für den Untersuchungsauftrag an.

In Kürze verfügbar: Das dritte orange Kästchen zeigt, ob der Untersuchungsauftrag durch Ihr Labor als eilig eingestuft wurde.

Patient

Patientenname im Format: Nachname, Vorname

Geburtsdatum

Patientengeburtstag im Format: Tag.Monat.Jahr (Alter)

Probenbehälter / Proben

Gesamtanzahl der Probenbehälter/ Gesamtanzahl der Proben

Status

In dem Reiter **Übersicht** können Sie sehen, in welchem Status sich der Untersuchungsauftrag befindet:



Unterwegs – Der Untersuchungsauftrag ist auf dem Weg zu Ihnen ins Labor

In Kürze verfügbar:

Eingang – Der Untersuchungsauftrag ist bei Ihnen eingetroffen;

Analyse – Es liegt eine Diagnose seitens Ihres Labors vor

Aktionen

Klicken Sie auf **DETAILS**, um genauere Informationen des Untersuchungsauftrags einzusehen.

Ein neues Fenster öffnet sich:

- Sie können die Patienten-Informationen, z.B. Krankenkasse und Versichertennummer sowie die Angaben über Proben und Probenbehälter einsehen.
- Klicken Sie auf die Dateianhänge, um ggf. Aufnahmen der Biopsie oder angehängte PDF-Dokumente einzusehen.

The screenshot shows the Inveox web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Übersicht' (selected), 'Entwürfe', 'In Zustellung', and 'Eingetroffen'. The main content area displays 'Untersuchungsauftrag ID: 45'. Below this, there are two main sections: 'Patienteninformationen' and 'Dateianhänge'. The 'Patienteninformationen' section contains the following data:

Empfänger:	PD Dr. med. Steffen Mählendorfer		
Patient:	anja blum, geb. am 10.03.1970		
Patienteninformationen			
Name:	anja blum		
Geb. am:	10.03.1970		
Krankenkasse bzw. Kostenträger:	Debeka	Kassen-Nr.:	
Versicherten-Nr.:		Status:	
VK gültig bis:	09.05.2019		

The 'Dateianhänge' section on the right shows 'Keine Anhänge'.

Weitere Aktionsfelder:

Untersuchungsaufträge

Zurück zur Übersicht aller Aufträge

spathy



Logout - Ausloggen

Wie kann ich nach Aufträgen filtern?

Mit der Filter-Funktion können Sie nach dem Namen der Praxis Ihres Einsenders filtern:

1 Wählen Sie im Drop-down-Menü den Namen der Praxis

2 Klicken Sie auf **FILTER SETZEN**

Untersuchungsaufträge

spathy



Die Liste wird nun nach dem Namen der Praxis gefiltert.

Aufträge filtern

Einsender

-- Alle Einsender --



FILTER LÖSCHEN

FILTER SETZEN

Klicken Sie auf **FILTER LÖSCHEN**, um Ihre Einstellung zurückzusetzen.

Wir sind für Sie da.

Sollten Sie Fragen haben oder nähere Informationen benötigen, stehen Ihnen Ihre persönliche Ansprechpartnerinnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Megan Amend

Projektmanagerin
Implementierung

megan.amend@inveox.com
0 157 / 80 65 23 30



Anja Groß

Service-Spezialistin
Digitalprodukte

service@inveox.com
0 800 / 046 83 69

inveox

**Wir helfen Menschen -
Probe für Probe.**

inveox GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching bei München
inveox.com