


Nitril-Einweghandschuhe




Beschreibung	Die puderfreien Nitril-Einweghandschuhe sind in sechs verschiedenen Größen verfügbar und für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet: medizinische Untersuchungen, mechanische Wartungsarbeiten, Putzarbeiten, Tattoostechen und Nahrungsmittelzubereitung.
Material	Nitril
Menge	100 Stück pro Box, 10 Boxen pro Liefereinheit
Packmaß Box	34 × 25 × 25 cm
Gewicht	3,5 g/Handschuh
Lagerung	Kühl und trocken lagern, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit	Siehe Hinweis auf der Packung	
Qualitätsstandard	CE, EN455	
Verfügbare Größen	<p>6/XS 65–75 mm</p> <p>7/S 75–85 mm</p> <p>8/M 85–95 mm</p> <p>9/L 95–105 mm</p> <p>10/XL 105–115 mm</p> <p>11/XXL 115–125 mm</p>	 <p>Handbreite</p>

Produkteigenschaften

Verlässliche Widerstandsfähigkeit

- Durchstichfest
- Beschädigungsresistent



Hohe Elastizität

- Starke Haftkraft
- Hohe Flexibilität



Fingerspitzenverstärkung

- Anti-Rutsch-Design für guten Reibungswiderstand
- Hohe Greifsicherheit



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung per E-Mail: sampling@inveox.com

Um der derzeit hohen Nachfrage flexibel zu begegnen, arbeiten wir mit verschiedenen Herstellern zusammen. Die gelieferten Produkte können in der Ausführung vom hier aufgeführten Produkt abweichen.

inveox GmbH • Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching bei München, Deutschland
www.inveox.com • Telefon: +49 (0) 89 / 57 84 76 01 • Fax: +49 (0) 89 / 41 41 60 543