



Isolationskittel

Beschreibung	Einweg-Schutzkittel aus Vliesstoff für den Einsatz im medizinischen Bereich. Flüssigkeits-, feuchtigkeits- und schmutzabweisend.
Zertifizierung	CE-zertifiziert
Material	Vliesstoff
Sterilität	Verfügbar in steriler und nicht steriler Ausführung.
Lagerung	Kühl, trocken und bei ausreichender Belüftung lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.
Haltbarkeit	3 Jahre. Zusätzlich Hinweise auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf des Haltbarkeitszeitraums nicht verwenden.
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, XXL

Sicherheitshinweise

1. Nur für den einmaligen Gebrauch.
2. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
3. Nicht für die Arbeit auf Intensivstationen und im OP geeignet.
4. Nach Verwendung entsprechend den örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen entsorgen.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung per E-Mail: sampling@inveox.com

Um der derzeit hohen Nachfrage flexibel zu begegnen, arbeiten wir mit verschiedenen Herstellern zusammen. Die gelieferten Produkte können in der Ausführung vom hier aufgeführten Produkt abweichen.

inveox GmbH • Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching bei München, Deutschland
www.inveox.com • Telefon: +49 (0) 89 / 57 84 76 01 • Fax: +49 (0) 89 / 41 41 60 543