



Schutzanzug

Beschreibung	Einweg-Schutzanzug mit Kapuze für den Einsatz im medizinischen Bereich.			
Zertifizierung	Erfüllt die Schutzanforderungen nach: DIN EN 14126:2003/AC:2004 DIN EN 14605:2005+A1:2009 CE-zertifiziert			
Sterilität	Nicht steril			
Lagerung	Kühl, trocken und bei ausreichender Belüftung lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von Zündquellen fernhalten.			
Verfügbare Größen	Einheit: cm			
	Größe	160-165	170-175	180-185
	Gesamtlänge	186	196	206
	Brustumfang	119	127	135
	Armlänge	86	89	92
	Ärmelöffnung	18	18	18
	Fußöffnung	24	24	24

Sicherheitshinweise

1. Nur für den einmaligen Gebrauch.
2. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
3. Nach Verwendung entsprechend den örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen entsorgen.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung per E-Mail: sampling@inveox.com

Um der derzeit hohen Nachfrage flexibel zu begegnen, arbeiten wir mit verschiedenen Herstellern zusammen. Die gelieferten Produkte können in der Ausführung vom hier aufgeführten Produkt abweichen.

inveox GmbH • Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching bei München, Deutschland
www.inveox.com • Telefon: +49 (0) 89 / 57 84 76 01 • Fax: +49 (0) 89 / 41 41 60 543